

L'alternativa alla liposuzione

Il nostro **Twinlipolaser** con doppia lunghezza d'onda 650nm + 980nm è un nuovo sistema laser a bassa intensità LLLT (low level light therapy) che consente la riduzione del grasso localizzato e il rimodellamento del corpo. Permette di perdere centimetri e rimodellare il corpo senza dolore e senza



l'utilizzo di aghi in quelle zone dove il grasso si accumula con più facilità, creando inestetismi resistenti al trattamento dietetico, principalmente nei glutei, interno cosce, sotto il mento, nell'addome, nei fianchi.

Questo sistema utilizza la fotobiomodulazione per attivare i naturali processi del corpo che liberano il

contenuto accumulato all'interno gli adipociti.

Il dispositivo emette un raggio laser, che penetra attraverso la pelle colpendo le cellule adipose

- i mitocondri stimolano ed alterano la chimica delle cellule;
- le pareti della membrana cellulare dell'adipocita diventano porose e transitano attraverso uno stato di temporanea permeabilità;
- con l'attivazione della lipasi i trigliceridi immagazzinati si scompongono liberando acidi grassi e glicerolo, escono dalla cellula attraverso i pori ed entrano nella matrice interstiziale;
- il sistema linfatico li raccoglie e il corpo li può utilizzare come fonte di energia.





Il **Twinlipolaser** massimizza il fluido linfatico attraverso la stimolazione del gangli linfatici più vicini alla zona del trattamento con il laser addizionale a bassa intensità.

La pratica di esercizio fisico dopo il trattamento è molto importante in quanto provoca una domanda di energia nel corpo, che può essere soddisfatta grazie agli acidi grassi e alla glicerina liberati, eliminandoli così dal sistema di immagazzinamento dei grassi del corpo. Il calore indotto dal laser produce la neoproliferazione di fibre elastiche e di tessuto connettivo, che portano la pelle



a essere più liscia ed elastica. Mentre altri dispositivi laser richiedono una costante manipolazione da parte dell'utente, il trattamento con il **Twinlipolaser**, una volta collocato sul paziente, lascia al terapeuta la possibilità di realizzare altri trattamenti. Il trattamento è veloce e semplice e dura all'incirca 30 minuti.

Si suggerisce di effettuare un ciclo di 12 sessioni per due volte alla settimana affinché il rimodellamento del corpo avvenga in solo 6 settimane. Quando il ciclo è terminato, il cliente può eseguire un ciclo di

mantenimento che può includere anche trattamenti lipolaser occasionali per correggere qualche eccesso nella dieta o possono realizzare un nuovo ciclo di trattamenti in una zona diversa del corpo.

